

# CHC-MD300C63

Beracah  
MEDICA



## OXÍMETRO CHOICEMMED CON MEDICIÓN DE FRECUENCIA RESPIRATORIA



### Especificaciones:

Dimensiones: 60mm x 32mm x 29 mm

Peso: 50 gramos

Baterías: 2 pilas alcalinas AAA a 1.5V

Pantalla: OLED

Rango de lectura de SpO2: 70%- 100%

Resolución: 1%

Rango de lectura de FC: 30 lpm -250 lpm

Precisión: 30bpm~99bpm,  $\pm 2$ bpm; 100 lpm~250 lpm,  $\pm 2$  %

Resolución: 1bpm

Rango de lectura de FR: 4 rpm -70 rpm

Rango de Índice de perfusión: 0.3%-20%

Resolución: 0,1%

Alarma auditiva

### CARACTERÍSTICAS

\*Medición de frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y Pulso

\*Onda Pletismográfica

\*6 modos de visualización

### PUNTOS IMPORTANTES A MENCIONAR:

Ideal monitorear la oxigenación en la sangre, frecuencia respiratoria y el ritmo del corazón, sobre todo en paciente que tengan alguna enfermedad como las siguientes: neumonía, asma bronquial, bronquitis crónica, pulmonía, covid, fallas cardíacas, etc.

Es una herramienta ya indispensable para hospitales, clínica y en el hogar

Recomendado para usar en niños, adolescentes y adultos

Incluye equipo, 2 baterías AAA, estuche, manual de usuario y cordón

Lo puede utilizar personas de la tercera edad, adultos y niños a partir de los 10/12 años

Cuenta con registro sanitario vigente No: 1363E2019 SSA

1 año de garantía.

Distribuidor

Beracah  
MEDICA

ventas@beracahmedica.mx

662 15 10 979