

Beracah
M E D I C A



EQ21
EQUIPOS BIOMEDICOS

EQ21
EQUIPOS BIOMEDICOS

**ENVASES Y
ROLLOS MIXTOS**



Rollos Tyvek® para esterilizar

Rollos de bolsa mixta de polipropileno de alta densidad y Bolsas Tyvek® by DuPont™. Las bolsas DuPont Tyvek® son rentables y brindan una protección superior. Proporcionan una resistencia excepcional a la penetración microbiana y ayudan a mantener la esterilidad de su dispositivo. Ofrecemos el mejor grado de Tyvek® para bolsas sellables que se adaptan a todas sus necesidades.

para su uso en procesos de esterilización por Plasma, vapor de Peróxido de Hidrógeno, y óxido de etileno. Cuenta con testigos químicos impresos en el costado que nos ayudan a identificar material procesado.

Fabricadas con polietileno de alta densidad. Excelente resistencia de la penetración microbiana. Las costuras térmicas en los laterales ayudan a proteger la integridad del envase, del producto en el interior y manejo rudo exterior.

Nuestras bolsas y rollos Tyvek cumplen con las normativas UNI EN 868: 5, UNI EN ISO 11607: 1-2e ISO 11140-1.

La gama de rollos de bolsas y rollos Tyvek® está 100 % elaborada con filamentos de polietileno de alta densidad (HDPE), hilados por evaporación y unidos mediante calor y presión, lo cual proporciona una extraordinaria solidez, elasticidad, durabilidad y resistencia a los desgarros.

Tyvek® está adaptado para los esterilizadores V-PRO®, Pretorian® en todos los procesos de esterilización por VH2O2, y G05, G08 y AETO250®.



Disponible en una amplia gama de tamaños.

BTY .150-70	150mm x70m
BTY .200-70	200mm x70m
BTY .250-70	250mm x70m
BTY .300-70	300mm x70m
BTY .350-70	350mm x70m
BTY .400-70	400mm x70m
BTY .450-70	450mm x70m

Rollos diseñados para esterilización a baja temperatura menor a 90°C
Temperatura de sellado 130°C
Tyvek® todos los grados
Film de 0.52mm
Tamaño del poro 0.52 micrones.

Todos nuestros productos tienen una vida útil de 5 años a partir de la fecha de producción, si se almacenan correctamente siguiendo las condiciones de almacenamiento. La fecha de producción y la fecha de caducidad están impresas en la etiqueta adjunta a cada caja.

Temperatura de 10-30 °C
Humedad relativa 30-50%
Mantener alejado de la luz, el calor y la humedad.

Tanto si necesita bolsas para pruebas y validación como si está iniciando un nuevo proyecto o simplemente necesita bolsas para ayudar a cubrir el inventario, podemos ayudarle a cumplir sus objetivos con las bolsas mixtas de Tyvek®.

