

Tom 2



para historias felices

Ventajas de la cama



Seguridad en
360°



- Máxima seguridad para pacientes pediátricos
- Diseño alegre



Paciente

- Cama totalmente eléctrica
- Acceso despejado al paciente



Personal

- Diseño moderno y excepcional de la cama infantil
- Mayor nivel de cuidados pediátricos



Administración

Seguridad en todos los ángulos



CABECERO Y PIECERO EXTRAÍBLES
Permiten el acceso total al paciente;
— Cabecero y piecero con bloqueo magnético.
— Panel con alta resistencia a los daños.



BARANDILLAS TELESCÓPICAS
— Los dos pasamanos ergonómicos permiten liberar las barandillas con la máxima seguridad.
— Diseño de acuerdo con los estándares de seguridad.





PROTECTOR SUPERIOR

- Exclusiva característica protectora y decorativa.
- Innovadora barrera de seguridad elevada.



SIN HUECOS

- El retroceso automático garantiza la seguridad permanente del hueco entre el respaldo y el cabecero de la cama.
- Se respetan los principios de la colocación ergonómica.



Para sentirse feliz





DISEÑO MODERNO Y ÚNICO

El cabecero y el piecero transparentes permiten al paciente pediátrico estar en contacto permanente con su entorno, con sus padres y con el personal sanitario, de forma que estén siempre cerca. Los motivos decorativos de colores en los extremos de la cama reflejan el mundo lúdico de los niños.



- SUEÑO TRANQUILO
- SENSACIÓN DE SEGURIDAD



- VISIÓN GENERAL ÓPTIMA

Diseño infantil



El aspecto de la cama Tom 2 se caracteriza por sus líneas limpias, sus materiales modernos y sus colores vivos, por lo que produce una sensación agradable y de confianza para los pacientes pediátricos y sus padres.



Cuidados con una sonrisa





BARANDILLAS TELESCÓPICAS ÚNICAS

- El mejor acceso posible a los pacientes pediátricos.
- Barandillas con 3 alturas regulables.



◀ 80_{cm} **Máxima**
SEGURIDAD

◀ 40_{cm} **Mejor**
VISIÓN

◀ 0_{cm} **Fácil**
ACCESO

◀ 13_{cm} Espacio de seguridad bajo las barandillas, independientemente de su posición.



BARRAS ABIERTAS EN LAS BARANDILLAS

para un uso práctico en la atención pediátrica.

Cómodo posicionamiento



POSICIONAMIENTO ELÉCTRICO

La altura de la cama, la inclinación del respaldo y la posición de TR/ATR pueden regularse mediante el panel de control. Los botones GO y STOP garantizan el bloqueo de seguridad de la cama contra movimientos accidentales.

Cómodo

RECONOCIMIENTO

83_{cm} ▶

Seguridad

AL SALIR DE LA CAMA

58_{cm} ▶

DISEÑO EN COLUMNAS

Es uno de los rasgos más distintivos de la cama y permite regular la altura. Garantiza una óptima estabilidad, higiene y acceso ilimitado a todas las partes de la cama.



Detalles prácticos

- 1 Luz nocturna
- 2 Soportes para accesorios
- 3 Caja para accesorios o soporte para sábanas
- 4 Barras de accesorios
- 5 Palo telescópico para colgar los sueros
- 6 Freno centralizado
- 7 Control manual para CPR
- 8 Panel Mini ACP





CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Fuente de alimentación	230 V/±10 %
Entrada máxima	Máx 1.6 A; 370 VA
Protección contra agua y polvo	IPX4

CERTIFICATES

LINET cuenta con la certificación del sistema de calidad y de los estándares europeos: ČSN EN 9001:2009 y ČSN EN 13485:2012

La cama Tom 2 cumple totalmente el nuevo estándar para camas hospitalarias infantiles, DIN 32623:2009-11, y su diseño garantiza una protección óptima contra las caídas de los niños. Otros estándares: EN 60601-1, EN 60601-1-2 y EN 60601-1-6.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Dimensiones externas	155,4x83,0 cm
Dimensiones recomendadas para el colchón	142x70/10 cm
Carga máxima de seguridad	75 kg
Altura de la plataforma del colchón (mín. y máx.) (ajustada de forma eléctrica)	58 cm–83 cm
Inclinación de TR/ATR (ajustada de forma eléctrica)	15°/15°
Altura de la barandilla sobre la plataforma del colchón	5 cm /40 cm / 80 cm
Retroceso automático del respaldo	11 cm
Secciones de la plataforma del colchón	2
Espacio máximo entre el cabecero y el respaldo	2,5 cm
Peso (dependiendo del equipamiento)	120 kg
Espacio inferior	13/15,5 cm
Ángulo máximo del respaldo (ajustado de forma eléctrica)	40°
Freno centralizado	Sí



TOM 2

Paciente

- Máxima seguridad para pacientes pediátricos
- Diseño alegre



- Cama totalmente eléctrica
- Acceso despejado al paciente



Personal

Administración

- Diseño moderno y excepcional de la cama infantil
- Mayor nivel de cuidados pediátricos



Distribuidor

Beracah
MEDICA

✉ ventas@beracahmedica.mx

☎ 662 15 10 979