

Sillón reposit elevable


MAJUT



 **ONE**

Es un cómodo y elegante sillón que permite al usuario sentarse, ponerse de pie o acostarse usando un simple control de mano. El diseño simple, pero elegante hará que el sillón combine perfectamente con su hogar.

El control manual simple de 2 botones de fácil acceso y soporte requerido.

Figura 1.

Permiten al usuario ponerse de pie, quedarse sentado o bien recostarse de una forma simple y segura.

Figura 2.

Motor funcional y potente con ruedas en base para facilitar sus traslados.

Figura 3.

Dos versátiles opciones de tela fantásticas, y son resistentes al agua.

Figura 4.



Figura 1




Figura 2



Figura 3





Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES	
Ancho asiento	21"
Profundo asiento	19"
Altura respaldo	30"
Altura a asiento	20"
Peso producto	45 kg. / 99.2 lbs.
Capacidad peso	120 kg. / 264 lbs.
Calor y masaje	Opcional
Adaptador	100-240V
Batería	Respaldo con baterías (no incluido)
Materiales	Tela y Vinyl
Colores	Chocolate y Beige

Opcional calor y masaje	
	Medidas de envío A 32" B 30" C 29" Peso 42 kg.

BENEFICIOS

Para personas con discapacidad, con debilidad muscular que requieren asistencia tecnológica para incorporarse y sentarse.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA AMÉRICA LATINA

Nuestros productos son pensados en cubrir las necesidades de América Latina y El Caribe, brindando calidad y buen precio



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales y motorizadas, hasta scooter de movilidad y sillones bipedestadores

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical



Distribuidor
Beracah
MEDICA

ventas@beracahmedica.mx

662 15 10 979