

Performance-PRO XT* 6086

Camilla manual para ambulancias

La Performance-PRO XT es una camilla resistente, con estructura en X completamente de aluminio. Versátil y estable, la Performance-PRO XT tiene una capacidad de peso de 318 kg y una sección retráctil de la cabeza que permite 360° de movilidad a cualquier altura.

Características principales

- 1 Posición anti-shock, en piernas extendidas o en articulación de Gatch para rodillas opcional
- 2 Barreras laterales plegables
- 3 Barra de seguridad elevable
- 4 Sección retráctil de la cabeza
- 5 Altura de carga ajustable a tres posiciones
- 6 Tirador de desbloqueo lateral
- 7 Opción de compatibilidad con Power-LOAD
- 8 Controles en el extremo de los pies duplicados para una elevación adecuada
- 9 Colchón con almohadillas



318 kg
de capacidad

* Cumple los estándares de las pruebas dinámicas de choque (AS/NZS-4535 y BS EN-1789) en combinación con la Power-LOAD.

Especificaciones del modelo



Especificaciones de la camilla

Modelo	Power-PRO XT	Power-PRO TL	Performance-PRO XT	M-1
Número de modelo	6506	6550	6086	6100
Longitud total	206 cm	206 cm	203 cm	197 cm
Longitud				
Estándar	206 cm	194,3 cm	203 cm	197 cm
Mínima	160 cm	139,7 cm	163 cm	N/A
Anchura total	58 cm	58 cm	58 cm	56 cm
Capacidad de peso máxima	318 kg ¹	318 kg ¹	318 kg	227 kg
Rango de altura (hasta la parte superior de la camilla)				
Posición superior	105 cm ²	105 cm ²	107 cm ²	100 cm ²
Posición inferior	36 cm	36 cm	35 cm	37 cm
Peso	57 kg ³	66 kg ³	40 kg ⁴	55 kg ^{*4}
Articulación del respaldo	0° - 75°	0° - 75°	0° - 73°	0° - 75°
Altura de carga recomendada	Hasta 91 cm ⁵		Hasta 86 cm ⁶	Hasta 79 cm